

## UNICO® PowerSpin™ LX PRO

La centrífuga C85608 PowerSpin™ LX PRO ofrece control digital de velocidad variable de 300 a 4000 RPM, lo que brinda flexibilidad para diferentes tipos de muestras. Con un rotor de 8 posiciones y un temporizador digital de 99 minutos, puede alojar hasta 8 tubos de 15 ml, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Esta centrífuga cumple con los más altos estándares de seguridad y compatibilidad electromagnética para un funcionamiento confiable en entornos de laboratorio.



### Adaptadores LX

La centrífuga LX PRO ofrece adaptadores opcionales para tipos de muestras especializados. El adaptador de microhematocrito (juego de 2) está diseñado para usarse con tubos capilares. El adaptador de tubo corto (juego de 2) es compatible con tubos de sangre de 3 a 5 ml (75 mm de longitud) y el adaptador pediátrico o de microtubos (paquete de 2) admite tubos de 38 a 45 mm de longitud, ideal para muestras de pequeño volumen. Estos adaptadores brindan flexibilidad adicional, lo que permite que la centrífuga maneje una variedad más amplia de tubos y tipos de muestras.

Item No.	Descripción
C800-34	Adaptador de microhematocrito. Juego de 2.
C800-06	Adaptador de tubo corto para tubos de sangre de 3-5 ml (75 mm). Juego de 2.
C800-04	Microtubo (tubo de 38-45 mm de longitud), juego de 2.



8 Coloque el ángulo fijo para tubos de 2 a 15 ml.



Adaptador de tubo corto (longitud de tubo de 75 mm), paquete de 6.



Adaptador de microhematocrito. Conjunto de 2 piezas.



Adaptador de tubo corto para tubos de sangre de 3-5 ml (75 mm). Conjunto de 2 piezas.



Adaptador para pediátrico o microtubo (longitud de tubo de 38-45 mm), paquete de 2.



### Presupuesto:

- Máx. Velocidad de rotación: 4000 rpm (300-4000 rpm ajustable, pasos de 100 rpm)
- Máx. Aceleración centrífuga relativa: 1860 xg
- Capacidad: 15ml x 8 tubos
- Temporización: 1 minuto a 99 minutos, con funcionamiento continuo (modo Hold)
- Nivel de ruido: ≤62dB(A) para un funcionamiento silencioso
- Motor de accionamiento: motor CC sin escobillas para un rendimiento confiable y sin mantenimiento
- Funciones de seguridad: Incluye cerradura de puerta, protección contra exceso de velocidad y sistema de diagnóstico de estado
- Fuente de alimentación: 100V-240V, 50Hz/60Hz
- Clase de protección: Clase I para un funcionamiento seguro
- Cumplimiento de EMC: interferencia radiada e inmunidad certificada según EN/IEC 61326-1 y FCC Clase A

Item No.	Description
LX-C85608	CENTRÍFUGA, LX, ROTOR DE ÁNGULO FIJO DE 8 LUGARES, VELOCIDAD VARIABLE HASTA 4000 RPM, 3 MODOS PREESTABLECIDOS. ENCHUFE, 110V220V50HZ60HZ

Dimensiones de envío: 22" x 16" x 18"  
Peso neto: 20 libras Peso de envío: 22 libras

